

Nichiryo LE

Die Vorteile auf einen Blick:

- Großer Pipettierknopf
- Kraft schonender, leichtgängiger Kolbenhub
- Geringes Gewicht
(je nach Modell zwischen nur 83 und 84 Gramm)
- Leichtgängiger Spitzenabwurf
- Deutliche Verringerung von RSI („repetitive strain injury“)
- Großzügig dimensionierte Volumenanzeige
- Aufwandlose Demontage des
Spitzenabwerfers möglich
- Überzeugend günstiges
Preis-Leistungsverhältnis



www.biozym.com

Art. Nr.	Produktbezeichnung	Verpackung
656052	Nichiryo LE, 1-Kanal Pipette, manuell, 0,5 – 10 µl	1 Stück
656053	Nichiryo LE, 1-Kanal Pipette, manuell, 2 – 20 µl	1 Stück
656054	Nichiryo LE, 1-Kanal Pipette, manuell, 10 – 100 µl	1 Stück
656055	Nichiryo LE, 1-Kanal Pipette, manuell, 20 – 200 µl	1 Stück
656056	Nichiryo LE, 1-Kanal Pipette, manuell, 100 – 1000 µl	1 Stück

Art. Nr.	656052			656033			656054			656055			656056		
Volumen	0,5 – 10 µl			2 – 20 µl			10 – 100 µl			20 – 200 µl			100 – 1000 µl		
Pipett. Vol.	1.0	5.0	10	2.0	10	20	10	50	100	20	100	200	100	500	1000
±AC (%)	6.0*	2.0	1.2	5.0*	2.0	1.2	2.0	1.2	1.0	1.2	1.0	0.8	1.2	1.0	0.7
<CV (%)	5.0*	2.0	0.8	3.0*	2.0	0.8	1.0	0.8	0.6	1.0	0.8	0.6	0.8	0.6	0.5

* Diese Werte hängen stark von der Pipettiererfahrung des Anwenders ab

Biozym

SCIENCE IS OUR BUSINESS

Biozym Scientific GmbH
 Postfach, D-31833 Hess. Oldendorf,
 Tel.: 0 5152 / 90 20, Fax: 0 51 52 / 20 70
 Mail: support@biozym.com

Biozym Biotech Trading GmbH
 Wehlistr. 27 b, A-1200 Wien,
 Tel.: 01/334 0156 0, Fax: 01 / 334 0156 88
 Mail: wien@biozym.com

www.biozym.com