

PreCision Serologische Pipette 50 ml kurz

- Volumen: 50 ml
- Volumenbereich: 5,0 - 60,0 ml
- Länge: 232 mm
- Material: Polystyren
- steril
- Frei von DNase, RNase, Endotoxinen, PCR Inhibitoren
- nicht zytotoxisch
- Graduierung : 1,0 ml bis -10 ml
- 10 mm Filter
- Farbcode: violett
- Verpackung: Einzelverpackung (Papier/Plastik) oder Beutel
- Artikelnummern: 766016B (Packung à 50 Stk.)

