


BIOHIT mLINE® Pipetten – der manuelle Profi in Leichtbauweise mit den gewissen Extras

Durch eine neue, patentierte Technologie haben die mLINE Pipetten ein sehr geringes Gewicht. Das bedeutet, man benötigt nur wenig Kraftaufwand beim Pipettieren und Spitzenabwerfen. Dies verhindert Ermüdungen bei länger andauernden Pipettiervorgängen!

Die Vorteile auf einen Blick



Die Daten – mLine 1-Kanal Pipetten

Lieferumfang:

Pipette (CE/IVD-Zeichen, erfüllt die Anforderungen des Annex I der EC Direktive 98/79/EC (IVD)), Knöpfe zur Farbcodierung, Werkzeug zur Justierung, Pipettenhalter, Kennzeichnungsetiketten, Fett, 5-sprachige Bedienungsanleitung, Qualitätszertifikat nach ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 17025 / ISO 14001

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Volumenbereich (µl)	Einstellschritte (µl)	Testvolumen (µl)	Unrichtigkeit (%)	Unpräzision (%)
655010	1-Kanal Pipette mLine	0.1-3 µl	0.002	3	1.30 %	0.80 %
				1.5	2.40 %	1.60 %
				0.3	10.00 %	6.00 %
655020	1-Kanal Pipette mLine	0.5-10 µl	0.01	10	1.00 %	0.60 %
				5	1.50 %	1.00 %
				1	2.50 %	1.50 %
				0.5	5.00 %	4.00 %
655030	1-Kanal Pipette mLine	2-20 µl	0.02	20	0.90 %	0.40 %
				10	1.20 %	1.00 %
				2	3.00 %	2.00 %
655050	1-Kanal Pipette mLine	10-100 µl	0.10	100	0.80 %	0.15 %
				50	1.00 %	0.40 %
				10	2.00 %	1.00 %
655060	1-Kanal Pipette mLine	20-200 µl	0.20	200	0.60 %	0.15 %
				100	0.80 %	0.30 %
				20	2.00 %	0.80 %
655070	1-Kanal Pipette mLine	100-1000 µl	1.0	1000	0.60 %	0.20 %
				500	0.70 %	0.25 %
				100	1.50 %	0.70 %
655080	1-Kanal Pipette mLine	500-5000 µl	10.0	5000	0.50 %	0.15 %
				2500	0.60 %	0.30 %
				500	1.50 %	0.60 %

Die Daten – mLine Mehrkanal Pipetten

Lieferumfang:

Pipette (CE/IVD-Zeichen, erfüllt die Anforderungen des Annex I der EC Direktive 98/79/EC (IVD)), Knöpfe zur Farbcodierung, Werkzeug zur Justierung, Pipettenhalter, Kennzeichnungsetiketten, Fett, 5-sprachige Bedienungsanleitung, Qualitätszertifikat nach ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 17025 / ISO 14001

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Volumenbereich (µl)	Einstellschritte (µl)	Testvolumen (µl)	Unrichtigkeit (%)	Unpräzision (%)
655120	8-Kanal Pipette mLine	0.5-10 µl	0.01	10	1.50 %	1.00 %
				5	2.50 %	2.50 %
				1	4.00 %	4.00 %
655130	8-Kanal Pipette mLine	5-100 µl	0.1	100	0.70 %	0.25 %
				50	1.00 %	0.70 %
				10	3.00 %	1.50 %
655140	8-Kanal Pipette mLine	30-300 µl	0.2	300	0.60 %	0.25 %
				150	1.00 %	0.50 %
				30	2.00 %	1.00 %
655220	12-Kanal Pipette mLine	0.5-10 µl	0.01	10	1.50 %	1.00 %
				5	2.50 %	2.50 %
				1	4.00 %	4.00 %
655230	12-Kanal Pipette mLine	5-100 µl	0.1	100	0.70 %	0.25 %
				50	1.00 %	0.70 %
				10	3.00 %	1.50 %
655240	12-Kanal Pipette mLine	30-300 µl	0.2	300	0.60 %	0.25 %
				150	1.00 %	0.50 %
				30	2.00 %	1.00 %



Zubehör für mLine Ein- und Mehrkanal Pipetten

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
675600	mLine Karussell, Ständer für 6 Pipetten
675620	Linear Stand