

## PreCision Serologische Pipette 25 ml kurz

- Volumen: 25 ml
- Volumenbereich: 4,0 - 35,0 ml
- Länge: 232 mm
- Material: Polystyren
- steril
- Frei von DNase, RNase, Endotoxinen, PCR Inhibitoren
- nicht zytotoxisch
- Graduierung: 0,5 ml bis -10 ml
- 10 mm Filter
- Farbcode: rot
- Verpackung: Einzelverpackung (Papier/Plastik) oder Beutel
- Artikelnummern: 766015E (4 Beutel à 50 Stk. in Einzelverpackungen)  
766015B (Packung à 100 Stk.)

