


BIOHIT Proline® Plus der manuelle Standard in der Leichtbauweise im neuen Design

Die neue Proline Plus verfügt über die Basis-Funktionen der traditionellen mechanischen Proline, kombiniert mit hochmoderner Technologie. Durch das ergonomische Design wird eine geringe Pipettierkraft benötigt. Dies verhindert Handschmerzen bei länger andauernden Pipettiervorgängen.

Die Vorteile auf einen Blick



Die Daten – Proline Plus 1-Kanal Pipetten

Lieferumfang:
Pipette (CE/IVD-Zeichen, erfüllt die Anforderungen des Annex I der EC Direktive 98/79/EC (IVD)), Knöpfe zur Farbcodierung, Werkzeug zur Justierung, Pipettenhalter, Kennzeichnungsetiketten, Fett, 5-sprachige Bedienungsanleitung, Qualitätszertifikat nach ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 17025 / ISO 14001

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Volumenbereich (µl)	Einstellschritte (µl)	Testvolumen (µl)	Unrichtigkeit (%)	Unpräzision (%)
654810	1-Kanal Pipette Proline Plus	0.1-3 µl	0.002	3	1.30 %	0.80 %
				1.5	2.40 %	1.60 %
				0.3	10.00 %	6.00 %
654820	1-Kanal Pipette Proline Plus	0.5-10 µl	0.01	10	1.00 %	0.60 %
				5	1.50 %	1.00 %
				1	2.50 %	1.50 %
				0.5	5.00 %	4.00 %
654830	1-Kanal Pipette Proline Plus	2-20 µl	0.02	20	0.90 %	0.40 %
				10	1.20 %	1.00 %
				2	3.00 %	02.00 %
654850	1-Kanal Pipette Proline Plus	10-100 µl	0.10	100	0.80 %	0.15 %
				50	1.00 %	0.40 %
				10	2.00 %	1.00 %
654860	1-Kanal Pipette Proline Plus	20-200 µl	0.20	200	0.60 %	0.15 %
				100	0.80 %	0.30 %
				20	2.00 %	0.80 %
654870	1-Kanal Pipette Proline Plus	100-1000 µl	1.0	1000	0.60 %	0.20 %
				500	0.60 %	0.20 %
				100	1.00 %	0.40 %
654880	1-Kanal Pipette Proline Plus	0.5-5 ml	10.00	5000	0.50 %	0.20 %
				2500	0.60 %	0.30 %
				500	2.00 %	0.60 %
654890	1-Kanal Pipette Proline Plus	1-10 ml	20.0	10000	0.60 %	0.20 %
				5000	1.20 %	0.30 %
				1000	3.00 %	0.60 %

Die Daten – Proline Plus Mehrkanal Pipetten

Lieferumfang:
Pipette (CE/IVD-Zeichen, erfüllt die Anforderungen des Annex I der EC Direktive 98/79/EC (IVD)), Knöpfe zur Farbcodierung, Werkzeug zur Justierung, Pipettenhalter, Kennzeichnungsetiketten, Fett, 5-sprachige Bedienungsanleitung, Qualitätszertifikat nach ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 17025 / ISO 14001

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Volumenbereich (µl)	Einstellschritte (µl)	Testvolumen (µl)	Unrichtigkeit (%)	Unpräzision (%)
654910	8-Kanal Pipette Proline Plus	0.5-10 µl	0.01	10	1.50 %	1.00 %
				5	2.50 %	2.50 %
				1	4.00 %	4.00 %
654920	8-Kanal Pipette Proline Plus	10-100 µl	0.10	100	0.70 %	0.25 %
				50	1.00 %	0.70 %
				10	3.00 %	1.50 %
654930	8-Kanal Pipette Proline Plus	30-300 µl	0.20	300	0.60 %	0.25 %
				150	1.00 %	0.50 %
				30	2.00 %	1.00 %
654940	12-Kanal Pipette Proline Plus	0.5-10 µl	0.01	10	1.50 %	1.00 %
				5	2.50 %	2.50 %
				1	4.00 %	4.00 %
654950	12-Kanal Pipette Proline Plus	10-100 µl	0.10	100	0.70 %	0.25 %
				50	1.00 %	0.70 %
				10	3.00 %	1.50 %
654960	12-Kanal Pipette Proline Plus	30-300 µl	0.20	300	0.60 %	0.25 %
				150	1.00 %	0.50 %
				30	2.00 %	1.00 %

Zubehör für alle Biohit Pipetten im Überblick:

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Verpackung
670981	Ladeständer Biohit „eLine“, 220-240 Volt, für elektronische eLine Pipetten	1 Stück
670991	4er Karussell „eLine“, 220-240 Volt, für elektronische eLine Pipetten	1 Stück
670001	Ladeständer für elektronische Proline Pipetten, 220-240 Volt	1 Stück
671601	4-er Ladekarussell für elektr. Proline Pipetten, 220-240 Volt	1 Stück
670002	Ständer für elektronische ePet Pipette	1 Stück
675600	6-er Karussell, 360° drehbar, für 6 mLine Pipetten	1 Stück
671002	NiMH Batterie für alle BPE-Pipetten	1 Stück
671005	Filter „Standard“ bis 5000 µl	Packung à 50 Stück
671006	Filter „Standard“ bis 1200 µl	Packung à 50 Stück
671007	Filter „Standard“ bis 300 µl	Packung à 50 Stück
671008	Filter „Standard“ bis 100 µl	Packung à 50 Stück
671014	Filter „Standard“ bis 300 µl	Packung à 50 Stück
671015	Filter „Plus“ bis 5000 µl	Packung à 50 Stück
671016	Filter „Plus“ bis 1200 µl	Packung à 50 Stück
671017	Filter „Plus“ bis 300 µl	Packung à 50 Stück
671018	Filter „Plus“ bis 100 µl	Packung à 50 Stück
671671	Silikonfett für Pipetten, außer BPESC 5 ml	Packung à 1.5 ml
671672	Silikonfett für BPESC 5ml	Packung à 15 ml
674001	Spitzen, Biohit, 10 µl, Länge = 31,5 mm	Beutel à 1.000 Stück
674005	Spitzen, Biohit, 10 µl, Länge = 31,5 mm	10 Racks à 96 Stück
674006	Spitzen, Biohit, 10 µl, Länge = 31,5 mm	1 Nachfüllturm à 10 x 96 Stück
674008	Spitzen, Biohit, 10 µl, steril, Länge = 31,5 mm	10 Racks à 96 Stück
674031	Spitzen, Biohit, 350 µl, Länge = 51 mm	Beutel à 1.000 Stück
674035	Spitzen, Biohit, 350 µl, Länge = 51 mm	10 Racks à 96 Stück
674036	Spitzen, Biohit, 350 µl, Länge = 51 mm	1 Nachfüllturm à 10 x 96 Stück
674038	Spitzen, Biohit, 350 µl, steril, Länge = 51 mm	10 Racks à 96 Stück
674051	Spitzen, Biohit, 1.000 µl, Länge = 71.5 mm	Beutel à 1.000 Stück
674055	Spitzen, Biohit, 1.000 µl, Länge = 71.5 mm	10 Racks à 96 Stück
674056	Spitzen, Biohit, 1.000 µl, Länge = 71.5 mm	1 Nachfüllturm à 10 x 96 Stück
674058	Spitzen, Biohit, 1.000 µl, steril, Länge = 71.5 mm	10 Racks à 96 Stück
674071	Spitzen, Biohit, 1.200 µl, Länge = 71.5 mm	Beutel à 1.000 Stück
674075	Spitzen, Biohit, 1.200 µl, Länge = 71.5 mm	10 Racks à 96 Stück
674076	Spitzen, Biohit, 1.200 µl, Länge = 71.5 mm	1 Nachfüllturm à 10 x 96 Stück
674078	Spitzen, Biohit, 1.200 µl, steril, Länge = 71.5 mm	10 Racks à 96 Stück
674085	Spitzen, Biohit, 1.200 µl, Länge = 90 mm	10 Racks à 96 Stück
674088	Spitzen, Biohit, 1.200 µl, steril, Länge = 90 mm	10 Racks à 96 Stück
674091	Spitzen, Biohit, 5 ml, Länge = 150 mm	Beutel à 100 Stück
674092	Spitzen, Biohit, 5 ml, Länge = 150 mm	Beutel à 1.000 Stück
674095	Spitzen, Biohit, 5 ml, Länge = 150 mm	1 Rack à 50 Stück
674098	Spitzen, Biohit, 5 ml, steril, Länge = 150 mm	1 Rack à 50 Stück
674178	Filter-Tips, Biohit, 1.200 µl, steril	10 Racks à 96 Stück
675000	Pipettier-Reservoir, PVC, klar	Packung à 100 Stück
675002	Pipettier-Reservoir, PS, weiß, einzeln verpackt	Packung à 50 Stück

Zubehör für Proline Plus Ein- und Mehrkanal Pipetten

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
675600	Proline Plus Karussell, Ständer für 6 Pipetten
675620	Linear Stand