

Einkanalpipetten Proline® Plus mit Fixvolumen – Bestellangaben

Kat.-Nr.	Kanäle	Volumen- bereich (µl)	Einstell- schritt (µl)	Test- volumen (µl)	Ungen. (%)	Unpräz. (%)	Safe-Cone-Filter		Optifit- Spitzen (µl)	SafetySpace- Filterspitzen (µl)
							Standard	Plus		
652001	1	● 5	-	5	1,30	1,20	-	-	10	10
652005	1	● 10	-	10	0,80	0,80	-	-	10	10
652010	1	● 20	-	20	0,60	0,50	671014	-	200	20
652015	1	● 25	-	25	0,50	0,30	671008	671018	200	120
652020	1	● 50	-	50	0,50	0,30	671008	671018	200	120
652025	1	● 100	-	100	0,50	0,30	671008	671018	200 350	120
652030	1	● 200	-	200	0,40	0,20	671007	671017	200 350	200 300
652035	1	● 250	-	250	0,40	0,20	671006	671016	1000	500 1000
652040	1	● 500	-	500	0,30	0,20	671006	671016	1000	500 1000
652045	1	● 1000	-	1000	0,30	0,20	671006	671016	1000	1000
652050	1	● 2000	-	2000	0,30	0,15	671005	671015	5000	-
652055	1	● 5000	-	5000	0,30	0,15	671005	671015	5000	-
652060	1	● 10 ml	-	10000	0,60	0,20	671005	671015	10/000	-