

PreCision Serologische Pipette 50ml

- Volumen: 50 ml
- Volumenbereich: 3,5 - 60,0 ml
- Länge: 342 mm
- Material: Polystyren
- steril
- Frei von DNase, RNase, Endotoxinen, PCR Inhibitoren
- nicht zytotoxisch
- Graduierung: 0,5 ml bis -10 ml
- 10 mm Filter
- Farbcode: violett
- Verpackung: Einzelverpackung (Papier/Plastik) oder Beutel
- Artikelnummern: 766006E (4 Beutel à 25 Stk. in Einzelverpackungen)
 766006B (2 Beutel à 25 Stk.)

