

Proline® Plus – Bestellangaben

Kat.-Nr.	Kanäle	Volumenbereich (µl)	Einstellschritt (µl)	Testvolumen (µl)	Ungen. (%)	Unpräz. (%)	Safe-Cone-Filter		Optifit-Spitzen (µl)	SafetySpace-Filterspitzen (µl)
							Standard	Plus		
654810	1	● 0,1-3	0,002	3	1,30	0,80	-	-	10	10
				1,5	2,40	1,60				
				0,3	10,00	6,00				
654820	1	● 0,5-10	0,01	10	1,00	0,60	-	-	10	10
				5	1,50	1,00				
				1	2,50	1,50				
654830	1	● 2-20	0,02	20	0,90	0,40	671014	-	200	20
				10	1,20	1,00				
				2	3,00	2,00				
654840	1	● 5-50	0,10	50	1,00	0,30	671008	671018	200	120
				25	1,40	0,50				
				5	3,00	1,50				
654850	1	● 10-100	0,10	100	0,80	0,15	671008	671018	200	120
				50	1,00	0,40				
				10	2,00	1,00				
654860	1	● 20-200	0,20	200	0,60	0,15	671007	671017	200	200
				100	0,80	0,30				
				20	2,00	0,80				
654870	1	● 100-1000	1,00	1000	0,60	0,20	670006	670016	1000	1000
				500	0,60	0,20				
				100	1,00	0,40				
654880	1	● 500-5000	10,0	5000	0,50	0,20	670005	670015	5000	-
				2500	0,60	0,30				
				500	2,00	0,60				
654890	1	● 1-10 ml	20,0	10000	0,60	0,20	670005	670015	10 000	-
				5000	1,20	0,30				
				1000	3,00	0,60				
654910	8	● 0,5-10	0,01	10	1,50	1,00	-	-	10	10
				5	2,50	2,50				
				1	4,00	4,00				
654920	8	● 10-100	0,10	100	0,70	0,25	671008	671018	200	120
				50	1,00	0,70				
				10	3,00	1,50				
654930	8	● 30-300	0,20	300	0,60	0,25	671007	671017	350	300
				150	1,00	0,50				
				30	2,00	1,00				
654940	12	● 0,5-10	0,01	10	1,50	1,00	-	-	10	10
				5	2,50	2,50				
				1	4,00	4,00				
654950	12	● 10-100	0,10	100	0,70	0,25	671008	671018	200	120
				50	1,00	0,70				
				10	3,00	1,50				
654960	12	● 30-300	0,20	300	0,60	0,25	671007	671017	350	300
				150	1,00	0,50				
				30	2,00	1,00				