

## PreCision Serologische Pipette 1ml

- Volumen: 1 ml
- Volumenbereich: 0,1 - 1,4 ml
- Länge: 282 mm
- Material: Polystyren
- steril
- Frei von DNase, RNase, Endotoxinen, PCR Inhibitoren
- nicht zytotoxisch
- Graduierung: 0,01 ml bis -0,4 ml
- 10 mm Filter
- Farbcode: gelb
- Verpackung: Einzelverpackung (Papier/Plastik) oder Beutel
- Artikelnummern:       766001E       (10 Beutel à 100 Stk. in Einzelverpackungen)  
                              766001B       (40 Beutel à 25 Stk.)

