

Nichipet Premium

Die exklusiven Modelle der Nichipet Pipetten Serie

Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS



- Höhere Pipettiergenauigkeit durch PTFE Verbau in den Handschalen (Air Seal)
- Komfortables und rutschfestes Grip Design der Handschalen
- Ergonomisch rund geformter "Henkelgriff" zum entspannten Halten der Pipette beim Pipettieren
- Großzügig dimensioniertes, leicht ablesbares Display
- Verlängerter Pipettierhub zwischen 1. und 2. Druckpunkt zur Verbesserung der Dispensiergenauigkeit
- Korrosionsfreie Keramik Kolben (ab 100 µl Pipette)
- Spezial Dichtungsring mit extremer Haltbarkeit = ca. 600.000 Pipettiervorgänge
- Wartungsfreundlich - kein Fetten der Kolben nötig (gilt für Pipetten von 2 µl bis 1000 µl)
- Robuster, speziell gehärteter Konus = sehr geringe Abnutzungserscheinungen = konstant gleich gute Spitzenpassform und Pipettiergenauigkeit
- Voll autoklavierbar
- Erhöhte UV Resistenz für dauerhaften Gebrauch unter der UV-Bench
- Erleichterte, einfache Kalibrierung durch Feinrasterung des Pipettierknopfes
- Verbesserter "Locking Mechanismus" zur Sicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen
- ISO 8655 Zertifikat
- CE Kennzeichnung
- ISO 14001 und ISO 9001 zertifizierter Hersteller

Cat. No	Volume(μ L)	Accuracy (%)	Precision (%)
656021	0.2	± 12.0 ✕	≤ 6.0 ✕
	1	± 5.0	≤ 2.5
	2	± 3.0	≤ 1.0
656022	1	± 4.0	≤ 3.0
	5	± 1.0	≤ 1.0
	10	± 1.0	≤ 0.5
656023	2	± 5.0	≤ 3.0
	10	± 1.0	≤ 1.0
	20	± 1.0	≤ 0.4
656024	10	± 2.0	≤ 1.0
	50	± 1.0	≤ 0.3
	100	± 0.8	≤ 0.3
656025	20	± 1.0	≤ 0.5
	100	± 0.8	≤ 0.3
	200	± 0.8	≤ 0.2
656026	100	± 1.0	≤ 0.5
	500	± 0.8	≤ 0.3
	1000	± 0.7	≤ 0.2
656027	1000	± 1.0	≤ 0.3
	2500	± 0.8	≤ 0.3
	5000	± 0.6	≤ 0.2
656028	1000	± 2.0	≤ 0.4
	5000	± 0.8	≤ 0.3
	10000	± 0.4	≤ 0.2

Art. Nr.	Bezeichnung	
656021	Pipette, 1-Kanal, Nichipet Premium 0.1 - 2 μ l	Increment 0.002 μ l; ISO8655 zertifiziert
656022	Pipette, 1-Kanal, Nichipet Premium 0.5 - 10 μ l	Increment 0.01 μ l; ISO8655 zertifiziert
656023	Pipette, 1-Kanal, Nichipet Premium 2 - 20 μ l	Increment 0.02 μ l; ISO8655 zertifiziert
656024	Pipette, 1-Kanal, Nichipet Premium 10 - 100 μ l	Increment 0.1 μ l; ISO8655 zertifiziert
656025	Pipette, 1-Kanal, Nichipet Premium 20 - 200 μ l	Increment 0.2 μ l; ISO8655 zertifiziert
656026	Pipette, 1-Kanal, Nichipet Premium 100 - 1000 μ l	Increment 1.0 μ l; ISO8655 zertifiziert
656027	Pipette, 1-Kanal, Nichipet Premium 1000 - 5000 μ l	Increment 10.0 μ l; ISO8655 zertifiziert
656028	Pipette, 1-Kanal, Nichipet Premium 1000 - 10000 μ l	Increment 10.0 μ l; ISO8655 zertifiziert

Biozym

SCIENCE IS OUR BUSINESS