

PreCision Serologische Pipette 10 ml kurz

- Volumen: 10 ml
- Volumenbereich: 2,0 - 20,0 ml
- Länge: 232 mm
- Material: Polystyren
- steril
- Frei von DNase, RNase, Endotoxinen, PCR Inhibitoren
- nicht zytotoxisch
- Graduierung : 0,2 ml bis -10 ml
- 10 mm Filter
- Farbcode: orange
- Verpackung: Einzelverpackung (Papier/Plastik) oder Beutel
- Artikelnummern: 766014E (2 Beutel à 100 Stk. in Einzelverpackungen)
766014B (Packung à 200 Stk.)

