

PreCision Serologische Pipette 2ml

- Volumen: 2 ml
- Volumenbereich: 0,2 - 2,5 ml
- Länge: 284 mm
- Material: Polystyren
- steril
- Frei von DNase, RNase, Endotoxinen, PCR Inhibitoren
- nicht zytotoxisch
- Graduierung : 0,01 ml bis -0,5 ml
- 10 mm Filter
- Farbcode: grün
- Verpackung: Einzelverpackung (Papier/Plastik) oder Beutel
- Artikelnummern: 766002E (8 Beutel à 100 Stk. in Einzelverpackungen)
 766002B (32 Beutel à 25 Stk.)

