

PreCision Serologische Pipette 5ml kurz

- Volumen: 5 ml
- Volumenbereich: 1,0 - 9,0 ml
- Länge: 232 mm
- Material: Polystyren
- steril
- Frei von DNase, RNase, Endotoxinen, PCR Inhibitoren
- nicht zytotoxisch
- Graduierung: 0,1 ml bis -3 ml
- 10 mm Filter
- Farbcode: blau
- Verpackung: Einzelverpackung (Papier/Plastik) oder Beutel
- Artikelnummern: 766013E (2 Beutel à 100 Stk. in Einzelverpackungen)
766013B (Packung à 200 Stk.)

