

**Push In Cap, naturfarben**  
für 15 ml Centrifuge Tubes Art. 761160 bis -62  
Polyethylen



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 761210 | Biozym

**78,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

---

## Beschreibung

**Deckel:** Stopfen

**Farbe:** natur

**Material:** PE

**Sterilität:** unsteril

**Verpackung:** 1 Beutel à 1000 Stück

- Polyethylen - Plug Typ (Stopfen)
- 6 Farben verfügbar
- Nicht steril

Die Plug In Stopfen sind aus Polyethylen gefertigt.

Sie eignen ausschließlich sich für die Zentrifugen Röhrchen mit einem Außendurchmesser von 15 mm.

Nicht autoklavierbar.